




Your Health Matters


Use of Insulin Pen

Применение шприца-ручки с инсулином

1. Remove protective tab / Снимите защитный наконечник




2. Screw needle onto pen / Завинтите иглу на шприц-ручку




- Remove outer and inner plastic needle caps
Снимите наружный и внутренний пластиковый колпачок иглы

3. Do air shot / Сделайте впрыскивание в воздух





- Dial to 2 / Установите на 2
- Press button / Нажмите кнопку
- Repeat until you see insulin leak out of needle
Проделайте это снова, пока не увидите, что инсулин сочится из иглы
- Shake off excess insulin from tip
Стряхните излишний инсулин с кончика

4. Dial the insulin dose / Наберите на диске набора дозу инсулина




5. Give the insulin / Зарядите инсулин



- Insert needle into skin at 90 degree angle
Введите иглу в кожу под углом в 90 градусов
- Press button to deliver insulin
Нажмите кнопку, чтобы ввести инсулин
- Make sure dial returns to 0
Убедитесь, что диск набора вернулся к 0
- Count to 10 before removing needle
Досчитайте до 10, прежде чем вытащить иглу

6. Remove needle from pen / Вытащите иглу из шприца-ручки



- Never store a needle on the pen as it will draw air into the pen
Никогда не оставляйте иглу на шприце-ручке, потому что она втянет воздух в шприц-ручку