



Your Health Matters

Use of Insulin Pen Uso del lapicero para la insulina

1. Remove protective tab / Retire el protector




2. Screw needle onto pen / Atornille la aguja dentro del lapicero




- Remove outer and inner plastic needle caps
Retire las tapas plásticas interiores y exteriores de la aguja

3. Do air shot / Haga una prueba en el aire





- Dial to 2 / Marque el 2
- Press button / Presione el botón
- Repeat until you see insulin leak out of needle
Repita hasta que vea que la insulina gotea fuera de la aguja
- Shake off excess insulin from tip
Sacuda el exceso de insulina de la punta

4. Dial the insulin dose / Marque la dosis de insulina




5. Give the insulin / Suministre la insulina



- Insert needle into skin at 90 degree angle
Inserte la aguja en la piel en un ángulo de 90 grados
- Press button to deliver insulin
Presione el botón para suministrar la insulina
- Make sure dial returns to 0
Verifique que el dial regresa a 0
- Count to 10 before removing needle
Cuenta hasta 10 antes de retirar la aguja

6. Remove needle from pen / Retire la aguja del lapicero



- Never store a needle on the pen as it will draw air into the pen
Nunca guarde la aguja en el lapicero porque colocará aire dentro del lapicero